

Sebbene sia improbabile dover riparare provvisori realizzati con InstaTemp™, data la loro buona qualità, si raccomanda il metodo seguente:

1. Irruvidire la superficie della zona da riparare con uno strumento tagliente e applicare un sottile rivestimento di SternVantage Varnish LC.
2. Lasciare agire la vernice per 20 - 30 secondi e fotopolimerizzare per 20 secondi.
3. A questo punto è possibile applicare InstaTemp™ o un altro composito e, se necessario, fotopolimerizzare.

Nota: non usare soluzioni detergenti a base di oli o grassi. Asciugare con aria priva di oli. Il materiale è fotosensibile. Durante l'uso tenere il flacone al riparo dalla luce diretta.

Polimerizzazione

Iniziare a polimerizzare circa 20 secondi dopo l'applicazione. Quindi, fotopolimerizzare per 40 secondi con una normale lampada alogena odontoiatrica o, in caso di aree di maggiori dimensioni, per 90-180 secondi con una lampada stroboscopica o a luce ultravioletta.

Nota: gli oggetti di grandi dimensioni da indurire all'interno di un'unità per fotopolimerizzazione devono essere sistemati in modo tale da ricevere l'irradiazione sull'intera superficie ricoperta. Se ciò non fosse possibile, è necessaria un'ulteriore polimerizzazione di 90-180 secondi. Bisognerà quindi sistemare l'oggetto in modo da permettere l'irradiazione delle zone rimaste escluse nella polimerizzazione precedente.

Rifinitura

La rifinitura non è necessaria poiché la superficie polimerizzata è liscia.

Tuttavia, qualora si ricopra la superficie di un composito, è possibile eseguire la risagomatura e la rifinitura.

Ulteriori informazioni

- Non usare SternVantage Varnish LC per regolare la viscosità di materiali compositi da restauro.

- Non conservare i materiali vicino a prodotti contenenti eugenolo.

- SternVantage Varnish LC è stato progettato per essere adoperato a temperatura ambiente.

Composizione

Resine acriliche multiuso, metacrilato di metile, ammina/canforochinone, sistema iniziatore.

Conservazione e durata

Conservare a ≤25 °C. Chiudere bene il flacone dopo l'uso. Non usare dopo la data di scadenza.

Confezioni

1 flacone di liquido da 5 ml REF 220232
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Solo per uso dentistico.

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo agli odontoiatri (o a persone autorizzate) o su loro prescrizione.

Simbolo	Usato per	Simbolo	Usato per
	Non riutilizzare		Utilizzare entro il YYYY-MM-DD o YYYY-MM
	Numero di lotto		Fabbricante
	Sterilizzato mediante irradiazione		Simbolo per "Non sterile"

Simbolo	Usato per	Simbolo	Usato per
	Simbolo per "Solo su prescrizione medica"		Attenzione, consultare la documentazione allegata
	Simbolo per "Conformità Europea"		Numero di catalogo
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea		

Prodotto in Germania per:


Sterngold Dental, LLC
23 Frank Mossberg Drive
Attleboro, MA 02703
+1.800.243.9942 / +1.508.226.5660



durante 20 segundos.

3. Ya puede aplicarse InstaTemp™ u otro compuesto y, si es necesario, foto polimerizarse.

Nota: No usar soluciones para limpiar basadas en grasas o aceites. Secar con aire sin aceite. Material fotosensible. No exponer a la luz intensa durante la aplicación.

Fraguado

Empezar a fraguar 20 segundos después de la aplicación. Después se foto polimeriza durante 40 segundos con una lámpara dental halógena o, si se trata de una zona más grande, durante 90 a180 segundos con una lámpara estroboscópica o ultravioleta.

Nota: Los objetos más grandes que se fotopolimerizan en una lámpara deben colocarse de tal modo que permitan la irradiación de toda la superficie de recubrimiento. Si no es posible, se necesita una polimerización adicional de 90 a 180 segundos. Después colocar el objeto de modo que permita la irradiación de las zonas inaccesibles durante la polimerización anterior.

Acabado

El acabado no es necesario ya que la superficie fraguada es lisa.

En caso de recubrir una superficie de compuesto, no obstante, se permite el perfilado y acabado.

Notas adicionales

- No usar SternVantage Varnish LC para ajustar la viscosidad del material restaurador de compuesto.

- No almacenar los materiales cerca de productos que contengan eugenol.

- SternVantage Varnish LC está diseñado para su uso a temperatura ambiente.

Composición

Acrilatos multifuncionales, metacrilato de metilo, amina/alcanforoquinona, sistema iniciador.

Almacenamiento y vida en almacenamiento

Almacenar a ≤25°C. Cerrar el frasco después de su uso. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.

Presentación

1 frasco @ 5 ml liquido REF 220232

Advertencia: Las leyes federales de los Estados Unidos prohíben la venta de este dispositivo por parte o por orden de un dentista (o profesional sanitario con licencia apropiada)

Simbolo	Usado para	Simbolo	Usado para
	No reusar		Fecha de vencimiento YYYY-MM-DD o YYYY-MM
	Código de lote		Fabricante
	Esterilizado con irradiación		Simbolo de no estéril
	Simbolo para "Uso exclusivo con receta médica"		Atención, consulte los documentos adjuntos
	Simbolo de "Conformidad europea"		Número de catálogo

Simbolo	Usado para	Simbolo	Usado para
	Representante autorizado en la comunidad europea		

Fabricado en Alemania para:


Sterngold Dental, LLC
23 Frank Mossberg Drive
Attleboro, MA 02703
+1.800.243.9942 / +1.508.226.5660

