

# QUICKLINE®

## ENGLISH

### INSTRUCTION FOR USE

#### General

QuickLine®, the long-term soft relining material, can be directly applied from its automix cartridge. The self-curing silicones allow for easy working, either using a direct or indirect lining procedure. Adhesion to the usual PMMA based materials for dentures is achieved by a specially developed highly active primer.

#### Clinical Applications

- Permanently soft relining material for complete and partial dentures
- Removal of pressure areas in the lower or upper jaw
- Support for healing processes in Implantology (cushioning of Implants and as overdentures)
- Better adhesion by damming of the A-line and with flabby ridges
- Improved comfort when wearing with undercut areas at the alveolar ridges
- Elastic functional ridge on upper jaw dentures for improved adhesion

#### Application

##### 1. Preparation of Denture

Remove any old relining material and grind down all denture areas to be relined at least 2 mm. Use a rounded preparation for the ridges of the denture. For the following steps the surface of the denture has to be protected from moisture, saliva or monomer containing resins.

##### 2. Application of Primer

Apply the primer as a thin even film and let the solvent evaporate completely (approx. 1 minute). Take special care to fully coat the rims of the denture with the primer. Apply at least 2 coats. Firmly close bottle after use to prevent evaporation of the solvent.

##### 3. Application of QuickLine®

Insert cartridge into usual 1:1 dispenser (e.g. for impression materials) and discard the protective cap of the cartridge. When using a cartridge for the first time, check that QuickLine® is extruded from both outlets. After attaching a new cannula, QuickLine® can be applied directly by pulling the grip of the dispenser. Apply QuickLine® first to the ridges, then to the base of the denture. QuickLine® should obtain a material thickness of 2 mm on the relined areas. The total working time (including mixing) of QuickLine® is 1 minute 45 seconds.

##### 4a. Direct Relining Procedure - Chairside

Control moisture. Insert the denture into the mouth of the patient no later than 1 minute after start of application of QuickLine®. Have the patient gently go into normal occlusion. The patient should then carry out slight swallowing and masticatory movements for 5 minutes with the mouth closed, avoiding excessive pressure. To prevent uncured silicone from getting into the throat of the patient, the functional movements should be carried out by the patient sitting upright or slightly inclined forward in the chair. The denture can be removed from the mouth after approx. 6 minutes. After 10 additional minutes, cleaning, and disinfection (e.g. with alcohol, trimming and polishing can be started. Surplus material is removed with sharp scissors or a scalpel and finished with an appropriate silicone cutter. To achieve a perfect surface, apply the enclosed varnish to the trimmed and finished areas.

##### 4b. Indirect Lining In the Laboratory

Take a functional impression with the denture, pour it with gypsum and mount it in a relining jig.

**Note:** Do not use polyether impression materials! Application of a suitable separating medium (resin vs. gypsum) is recommended. A counterpart is provided by pouring the occlusal part of the denture or set of teeth respectively with gypsum. Fix its position as to the vertical alignment with respect to the model. Totally remove the impression material, grind and clean the surface of the denture. Apply the primer (s.a.) and the relining material. Put the denture on the model and press the gypsum counterpart to the stop by means of the jig. Let the relining set for 30 minutes. Alternatively accomplish setting by heating to 100-120 °F/40-50 °C for 10 minutes in a pressure pot. The denture should then be finished and varnished to achieve a perfect surface.

##### 5. Corrections

Immediate corrections on the dry and oil-free denture are possible by application and modelling of freshly applied QuickLine®. Leave to set for 7 minutes in the mouth or 5 minutes (100-120 °F/40-50 °C) in a pressure pot.

##### 6. Application of Varnish

To restore the silicone surface, mix the varnish in a 1:1 ratio, apply it with a brush (taking care to avoid trapping of air) and dry for 5 minutes.

**Note:** The relining should not be put under mechanical stress (e.g. cleaning with a brush) prior to a 24 hour setting period.

### Composition

Primer: Ethylacetate, modified polyacrylate  
QuickLine®: Vinyl silicone, hydrogen silicone, aerosil, additives, platinum catalyst  
Varnish: Vinyl silicone, hydrogen silicone, additives, platinum catalyst

### Contraindications

Do not use QuickLine® if there exists an allergy against one of the components of QuickLine®.

### Storage

Do not store above 25 °C / 77 °F.  
Do not use after expiration date.

### Technical Data

Primer:	Evaporation time approx.	1:00 minute
QuickLine®:	Total working time (incl. mixing)	1:45 minutes
	Setting time (incl. mixing)	15 minutes
Varnish:	Total working time (incl. mixing)	2:00 minutes
	Setting time (incl. mixing)	15 minutes

Times refer to normal room temperature (23 °C/73 °F).

### Packaging

**Introductory Kit** REF 220180  
1 cartridge (50 ml) QuickLine®, 12 mixing tips, 2 bottles (10ml) (base and catalyst)/Varnish, 1 bottle Primer (5 ml), 25 brushes, 1 mixing palette.

### Refills

QuickLine®: 1 cartridge @ 50 ml, 12 mixing cannulas REF 220181  
Varnish: 2 bottles each a 10 ml (Base and Catalyst),  
25 brushes, 1 mixing palette REF 220182  
Primer: 1 bottle @ 5 ml REF 220183

### Keep away from children. For dental use only!

**Caution:** Federal (USA) law prohibits this device to sale by or on the order of a dentist (or properly licensed practitioner).

Symbol	Used For	Symbol	Used For
	Do not reuse		Used by YYYY-MM-DD or YYYY-MM
	Batch code		Manufacturer
	Sterilized using irradiation		Symbol for Non-Sterile
	Symbol for "Use by Prescription only"		Caution, consult accompanying documents
	Symbol for "European Conformity"		Catalog number
	Authorized representative in the European Community		

Manufactured in Germany for:



Sterngold Dental, LLC  
23 Frank Mossberg Drive  
Attleboro, MA 02703  
+1.800.243.9942 / +1.508.226.5660

## FRENCH

### MODE D'EMPLOI

#### Généralités

Le matériau de rebasage souple longue durée QuickLine® peut directement être appliqué avec sa cartouche automélangeuse. Les silicones autopolymerisables facilitent le travail, que la procédure de rebasage utilisée soit directe ou indirecte. L'adhésion aux matériaux prothétiques à base de PMMA habituellement employés est obtenue par un apprêt hautement actif spécialement développé à cet effet.

#### Applications cliniques

- Matériau de rebasage souple permanent pour prothèses dentaires complètes ou partielles
- Élimination des surfaces de pression dans l'arcade inférieure ou supérieure.
- Favorise les processus de cicatrisation en implantologie (protection d'implants et de prothèses dentaires).
- Meilleure adhésion par renforcement de la ligne A et dans le cas de crêtes flottantes.
- Amélioration du confort en présence de contre-dépouilles aux crêtes alvéolaires.
- Crête élastique fonctionnelle sur les prothèses au maxillaire supérieur pour améliorer l'adhésion.

#### Composition

Apprêt : acétate d'éthyle, polyacrylate modifié  
QuickLine®: Vinyle silicone, hydrogène silicone, aerosil, additifs, catalyseur de platine  
Vernis: Vinyle silicone, hydrogène silicone, additifs, catalyseur de platine

#### Contreindications

Ne pas utiliser QuickLine® en cas d'allergie à l'un de ses composants.

#### Application

##### 1. Préparation de la prothèse

Éliminer le matériau de rebasage ancien et fraiser toutes les surfaces à rebaser sur un profondeur d'au moins 2 mm. Utiliser une préparation arrondie pour les crêtes de la prothèse. Avant de passer aux étapes suivantes, la surface de la prothèse doit être protégée de l'humidité, de la salive et des résines à base de monomères.

##### 2. Application de l'apprêt

Appliquer une couche d'apprêt fine et uniforme et attendre que le solvant s'évapore complètement (environ 1 minute). Veiller en particulier à recouvrir complètement les bords de la prothèse avec l'apprêt. Appliquer 2 couches au minimum. Après l'utilisation, refermer correctement le flacon afin d'éviter l'évaporation du solvant.

##### 3. Application de QuickLine®

Monter la cartouche dans un pistolet distributeur 1:1 classique (par exemple, un distributeur de matériaux d'empreinte) et jeter le bouchon de protection de la cartouche. Lors de la première utilisation de la cartouche, vérifier que QuickLine® est extrudé par les deux orifices. Après avoir fixé une nouvelle canule, QuickLine® peut être appliquée directement en pressant sur la gâchette du pistolet. Appliquer d'abord QuickLine® sur les crêtes, puis sur la base de la prothèse, jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 2 mm de matériau sur les zones rebasées. Le temps de travail de QuickLine® (temps de mélange inclus) est de 1 minute 45 secondes.

##### 4a. Procédure de rebasage direct au feutteau

Vérifier l'humidité. Insérer la prothèse dans la bouche du patient dans la minute qui suit l'application de QuickLine®. Demander au patient de fermer la bouche doucement en occlusion normale. Le patient doit ensuite exécuter des mouvements de déglutition et de mastication pendant 5 minutes, bouche fermée, sans exercer de pression excessive. Pour éviter du silicone non polymérisé ne passe dans la gorge du patient, celui-ci doit exécuter les mouvements fonctionnels en position assise droite ou légèrement inclinée vers l'avant dans le feutteau.

La prothèse peut être retirée de la bouche au bout de 6 minutes environ. Après 10 minutes de plus, procéder au nettoyage et à la désinfection (par exemple, avec de l'alcool), puis au retouchage et au polissage. Éliminer l'excès de matériau avec des ciseaux affilés ou un scalpel, et finir avec une lame spéciale pour silicone.

Appliquer le vernis livré avec le produit sur les surfaces retouchées et polies pour silicone.

4b. Rebasage indirect au laboratoire

Prendre une empreinte fonctionnelle avec la prothèse, couler du plâtre et monter dans un moufle de rebasage.

**Remarque:** Ne pas utiliser de matériaux d'empreinte à base de polyéthère! L'application d'un matériau séparateur adéquat (résine versus plâtre) est recommandée.

Couler du plâtre dans la partie occlusive de la prothèse ou du groupe de dents pour obtenir un homologue. Ajuster sa position dans le plan vertical par rapport au modèle.

Enlever complètement le matériau d'empreinte, puis fraiser et nettoyer la

surface de la prothèse. Appliquer l'apprêt (voir ci-dessus) et le matériau de rebasage. Poser la prothèse sur le modèle et faire pression sur l'homologue en plâtre jusqu'à butée en utilisant le moufle. Laisser prendre le rebasage pendant 30 minutes ou procéder à la prise par chauffage à 40 - 50 °C pendant 10 minutes dans un récipient sous pression. Procéder ensuite à la finition et au vernisage de la prothèse pour obtenir une surface parfaite.

#### 5. Corrections

Il est possible d'effectuer des corrections immédiates sur la prothèse sèche et exempte de graisse en modelant le matériau QuickLine® fraîchement appliquée. Laisser prendre 7 minutes en bouche ou 5 minutes à 40 - 50 °C dans un récipient sous pression.

#### 6. Application du vernis

Pour restaurer la surface du silicone, mélanger le vernis selon un ratio 1:1; appliquer au pinceau (veiller à éviter les bulles d'air) et sécher pendant 5 minutes.

**Remarque :** Ne pas soumettre le matériau de rebasage à des contraintes mécaniques (par exemple, nettoyage à la brosse à dents) avant qu'une période de prise de 24 heures ne se soit écoulée.

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Communauté européenne		Numéro de catalogue
	Mandataire dans la Communauté européenne		

Fabriqué en Allemagne pour :



Sterngold Dental, LLC  
23 Frank Mossberg Drive  
Attleboro, MA 02703  
+1.800.243.9942 / +1.508.226.5660

Minute nach Beginn des Auftragens von QuickLine® in den Mund des Patienten einzusetzen. Der Patient sollte nun vorsichtig eine normale Okklusionsposition einnehmen. Anschließend sollte der Patient ohne übermäßigen Druck 5 Minuten lang mit geschlossenem Mund Schluck und Kauenbewegungen simulieren. Um zu verhindern, dass nicht polymerisiertes Silikon in die Kehle des Patienten gerät, sind diese Funktionsbewegungen aufrecht sitzend oder leicht nach vorn geneigt durchzuführen.

Die Zahnpflege kann nach ungefähr 6 Minuten aus dem Mund genommen werden. Nach weiteren 10 Minuten kann mit den Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten (z.B. mit Alkohol) sowie dem Beschneiden und Polieren begonnen werden. Überschüssiges Material benötigt mit einer scharfen Schere oder einem Skalpell; das Ausarbeiten wird mit einem geeigneten Silikomesser durchgeführt. Um eine perfekte Oberfläche zu erzielen, ist der beigelegte Lack über die polierten und ausgearbeiteten Partien aufzutragen.

#### 4b. Indirektes Beschichten im Labor

Nehmen Sie einen funktionalen Abdruck mit der Zahnpflege, füllen Sie ihn mit Gips und befestigen Sie ihn auf einer Unterfütterungsschablone.

**Bitte beachten:** Verwenden Sie keine auf Polyäther basierenden Abdruckmaterialien. Es wird das Auftragen eines geeigneten Trennmittels empfohlen (Harz im Vergleich zu Gips). Das Gegenstück erhält man, indem man den okklusalen Teil der Prothese mit Gips füllt. Die Position ist senkrecht zum Modell zu fixieren.

Nun wird das Abdruckmaterial vollständig entfernt und die Oberfläche der Zahnpflege geschliffen und gereinigt. Tragen Sie anschließend das Abdruckmaterial (siehe oben) und das Unterfütterungsmaterial auf, setzen Sie die Zahnpflege auf das Modell und pressen Sie das Gegenstück aus Gips mit Hilfe der Schablone gegen den Anschlag. Lassen Sie die Unterfütterungsmaterial 30 Minuten abbinden oder führen Sie den Abbindeprozess in einem Drucktopf mittels 10-minütigen Erhitzens auf 40 - 50 °C durch. Danach sollte, um eine perfekte Oberfläche zu erzielen, das Ausarbeiten und Lackieren durchgeführt werden.

#### 5. Korrekturen

Auf der trockenen und fettfreien Zahnpflege können durch Auftragen und Modellieren von QuickLine® sofortige Korrekturen durchgeführt werden. Lassen Sie das Material 7 Minuten im Mund oder 5 Minuten (40 - 50 °C) in einem Drucktopf abbinden.

#### 6. Lackauftrag

Um die Silikonoberfläche wiederherzustellen ist der Lack im Verhältnis 1:1 anzumischen, mit einem Pinsel aufzutragen (vorsichtig, damit keine Luftblasen entstehen) und 5 Minuten lang trocken zu lassen.

**Bitte beachten:** Das Unterfütterungsmaterial darf erst nach 24 Std. Abbindezeit mechanischer Druck (z.B. Putzen mit der Zahnbürste) ausgesetzt werden.

## DEUTSCH

### GEBRAUCHSINFORMATION

#### Allgemeine Informationen

QuickLine®, das dauerhaft weichbleibende Unterfütterungsmaterial, kann direkt aus der Kartusche appliziert werden. Durch die selbsthartenden Silikonbestandteile ist eine einfache Verarbeitung sowohl bei direkten als auch bei indirekten Unterfütterungen gewährleistet. Die Haftung auf den üblicherweise für Zahnpfosten verwendeten, PMMA-basierten Materialien wird mittels eines speziell entwickelten hoch wirksamen Primers erreicht.

#### Conditionnement

##### Kit d'introduction

REF 220180

1 cartouche (50 ml) Quickline®, 12 embouts mélangeurs, 2 flacons de (10 ml) (base/catalyseur) Vernis, 1 flacon de (5 ml) Apprêt, 25 pinceaux, 1 palette de mélange.

Les temps sont calculés sous température normale (23 °C).

#### Conditionnement

##### Recharges

QuickLine®: 1 cartouche (50 ml), 12 embouts mélangeurs REF 220181

Vernis: 2 flacons de 10 ml (base/catalyseur),

25 pinceaux, 1 palette de mélange REF 220182

Apprêt: 1 flacon de 5 ml REF 220183

Les temps sont calculés sous température normale (23 °C).

#### Tenir hors de portée des enfants. Réservé uniquement à un usage dentaire.

#### Attention:

Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que

par un dentiste (ou un praticien autorisé) ou sur son ordonnance.

#### Anwendung

##### 1. Vorbereiten der Zahnpfrose

Entfernen Sie das alte Unterfütterungsmaterial und schleifen Sie alle zu unterfütternden Partien mindestens 2 Millimeter ab. Für die Ränder der Prothese ist eine runde Präparation zu verwenden. Vor Durchführung der folgenden Arbeitsschritte ist die Prothesenoberfläche vor Feuchtigkeit, Speichel und monomerhaltigen Harzen zu schützen.

##### 2. Auftragen des Primers

Tragen Sie den Primer in einer gleichmäßig feinen Schicht auf und lassen Sie das Lösungsmittel vollständig verdampfen (ungefähr 1 Minute). Wichtig ist vor allem, die Ränder der Zahnp

