



Duplicating Material

ITALIANO

ISTRUZIONI D'USO

Caratteristiche generali

Il materiale da duplicazione SternTek® è un materiale da duplicazione colabile a base di silicone A, caratterizzato da grande accuratezza dimensionale e fedele riproduzione dei dettagli. La sua grande elasticità e l'alta resistenza alla lacerazione assicurano inoltre la facile rimozione del modello dal materiale da duplicazione SternTek®. L'eccezionale riproduzione dei dettagli e la stabilità dimensionale delle impronte di duplicazione realizzate con il materiale da duplicazione SternTek® garantiscono risultati di duplicazione ottimali, anche dopo mesi o dopo diverse procedure di colata.

Il materiale da duplicazione SternTek® ottempera i requisiti ADA Spec. No. 20, ISO 4823:1992, Tipo 3

Vantaggi

- Registrazione dei minimi dettagli
- Proporzione di miscelazione 1:1
- Estrema precisione
- Non aderisce ai metalli
- Alta resistenza alla lacerazione
- Rilasciabile con aria compressa
- Elasticità elevata
- Le impronte possono essere conservate asciutte

Indicazioni

Indicato per la realizzazione di modelli di duplicazione in gesso e per modelli di rivestimento.

Uso consigliato

1. Mettere il modello in una muffola da duplicazione standard. Il modello non deve essere messo in acqua prima della duplicazione e deve essere a temperatura ambiente.
2. Prima dell'uso agitare bene i flaconi del materiale da duplicazione SternTek®. Miscelare il catalizzatore e la base in proporzione di 1:1 per circa 30 secondi e miscelare fino a quando il materiale apparirà di colore uniforme e omogeneo. Il materiale da duplicazione SternTek® è particolarmente adatto alla miscelazione manuale, tuttavia si raccomanda l'uso un miscelatore sottovuoto per la miscelazione, al fine di garantire la qualità costante dei modelli di duplicazione. Per ogni duplicazione sono necessari da 100 g a 200 g di materiale da duplicazione, in base alle dimensioni del modello.
3. Versare il materiale da duplicazione a filo sottile e sempre nella stessa area del modello entro 4 minuti.
4. Il modello può essere rimosso dall'impronta dopo un periodo di indurimento di 30 minuti.
5. Attendere 30 minuti prima di colare l'impronta di duplicazione con gesso standard o materiale da rivestimento, per garantire il recupero elastico di qualsiasi tipo di distorsione eventualmente verificatasi durante la rimozione del modello. Rispettare le relative istruzioni per l'uso del produttore. Se le impronte di duplicazione devono essere usate più volte, far trascorrere almeno 30 minuti tra due procedure di duplicazione.

Nota

- Il materiale da duplicazione SternTek® deve essere agitato vigorosamente prima dell'uso.
- I tappi sono dotati di una codificazione cromatica (bianco per il catalizzatore, rosso per la base) per prevenirne lo scambio e la contaminazione del contenuto dei flaconi.

Interazioni

Non utilizzare con silicone a indurimento per condensazione.

Evitare il contatto con solventi organici o fluidi contenenti solvente, perché ciò potrebbe provocare l'espansione del materiale con conseguente inaccuratezza dei risultati. Non conservare il materiale da duplicazione SternTek® in prossimità di solventi o monomeri volatili, poiché l'assorbimento del vapore potrebbe provocarne l'espansione.

Non usare con guanti in lattice.

Effetti collaterali

Nessun effetto collaterale noto fino ad oggi. In casi isolati, non può essere esclusa l'ipersensibilità ai componenti del materiale.

Specifiche tecniche

Indurimento normale	Proporzione di miscelazione	1:1
	Tempo di miscelazione	30 s.
	Tempo di lavorazione	4 min.
	Tempo di indurimento	30 min.

Composizione

Vinilsilossano, diossido di silicone, pigmenti, additivo, catalizzatore platino.

Conservazione

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente normale (15-25 °C / 59-77 °F). Non usare dopo la data di scadenza.

Confezionamento

Indurimento normale

Materiale da duplicazione SternTek®, indurimento normale

2 flaconi (catalizzatore e base)

di 1 litro ciascuno

REF 222011

Materiale da duplicazione SternTek®, indurimento normale

2 flaconi (catalizzatore e base)

di 5 litri ciascuno

REF 222012

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Solo per uso dentale.

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti d'America limita la vendita di questo dispositivo agli odontoiatri (o professionisti con debita abilitazione) o su loro prescrizione.

Simbolo	Usato per	Simbolo	Usato per
	Non riutilizzare		Utilizzare entro il YYYY-MM-DD o YYYY-MM
	Numero di lotto		Fabbricante
	Sterilizzato mediante irradiazione		Simbolo per "Non sterile"
	Simbolo per "Solo su prescrizione medica"		Attenzione, consultare la documentazione allegata
	Simbolo per "Conformità Europea"		Numero di catalogo
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea		

Distribuito da:



Sterngold Dental, LLC
23 Frank Mossberg Drive
Attleboro, MA 02703
+1.800.243.9942 or
+1.508.226.5660

Prodotto in Germania

Rappresentante per l'Europa::

indigodental GmbH
Fahltskamp 5, 25421
Pinneberg, Germany
Ph: +49 (0) 4101 86 86 8-312
Fax: +49 (0) 4101 86 86 70
Email: european.rep@indigodental.com

