



# Instructions for Use for Gingival Reproduction Material

DEUTSCH

## GEBRAUCHSINFORMATION

InstaGums® ist ein sehr widerstandsfähiges Gingiva-Reproduktionsmaterial, das direkt aus der Automix- Kartusche aufgetragen werden kann. Dank seiner selbstpolymerisierenden Silikone ist es rasch, einfach und sparsam in der Anwendung.

### Anwendungsbereiche

Nachbildung des Gingiva-Verlaufs bei Implantatpfählern oder Kronen

### Anwendung

#### 1. Präparation der Abformung

Wenn InstaGums® für eine Implantatversorgung verwendet wird, setzen Sie ein Manipulierimplantat in das Übertragungskäppchen in der Abformung ein. Wenn es als Überabdruck bei Kronen eingesetzt werden soll, entsprechende Stupfmodelle in die Kronen einsetzen und versiegeln. Wenn benachbarte Zähne abgeformt werden sollen, sind diese mit einem weichen klebrigen Wachs auszublocken. Dies verhindert das Einfließen von InstaGums® in diese Abformbereiche und vereinfacht das Ausarbeiten. Weil InstaGums® ein Silikon Material ist, kann es zu einem leichten Verkleben mit einigen additionsvernetzenden oder anderen Abformmaterialien kommen. Um dies zu verhindern, verwenden Sie etwas Teflon/Silikon-Spray oder eine dünne Schicht Vaseline. InstaGums® klebt nicht an Polyether-Materialien.

#### 2. Auftragen von InstaGums®

Legen Sie eine Kartusche in das übliche 1:1 Ausbringergerät (z.B. für Abformmaterial) und entfernen Sie die Schutzkappe von der Kartusche. Bei der ersten Anwendung einer Kartusche ist sicherzustellen, dass das Material aus beiden Austrittöffnungen ausgebracht wird. Nach dem Anbringen einer neuen Mischkanüle kann InstaGums® durch Drücken des Hebels des Spenders direkt aufgetragen werden. Tragen Sie InstaGums® über den gesamten sichtbaren Bereich der Übertragungskappe oder über den gesamten Kronenrand auf und zwar so, dass das Material einige Millimeter über die Seitenfläche des Manipulierimplantats bzw. des Modells zu liegen kommt. So stellen Sie sicher, dass das Gewebeteil ausreichend stark ist und auch beim Entfernen der Übertragungskappe bzw. der Krone fest auf dem Modell bleibt. InstaGums® sollte eine Stärke von 4 bis 5 mm aufweisen, damit es beim Entfernen und Ersetzen der Übertragungskappe bzw. der Krone nicht zerbricht. Die gesamte Verarbeitungsdauer (inkl. Mischen) von InstaGums® beträgt 1:45 Minuten. Warten Sie, bis das Material vollständig abgebunden ist. Die gesamte Abbindezeit (inkl. Mischen) beträgt 15 Minuten. Die Mischkanüle verbleibt als Schutzabdeckung bis zur nächsten Anwendung auf der Kartusche.

#### 3. Ausarbeiten

Materialüberschüsse werden mit einem Skalpell entfernt. Fügen Sie am abgebundenen Material mesial und distal Schnitte an, sodass Sie in etwa vertikale ebene Seitenflächen erhalten. Der Modellgips fügt sich an diese vertikalen Seitenflächen an und dient als Führung zur Befestigung von InstaGums® am Modell. Dadurch wird die Entnahme und das Wiedereinsetzen des Materials erleichtert. Entfernen Sie eventuell vorhandene Materialfahnen, die in den Abdruck eines benachbarten Zahnes hineinreichen.

#### 4. Herstellung des Hartgips-Modells

Gießen Sie die Abformung wie üblich mit Hartgips aus und warten Sie, bis er abgebunden ist, bevor Sie die Abformung entfernen. InstaGums® kann vom Hartgips durch einfachen Fingerdruck oder durch Drücken mit einem stumpfen Gegenstand (bis die Endlinie des Implantats bzw. der Kronenrand sichtbar wird) getrennt werden. Zum Einsetzen dient wieder ein einfacher Fingerdruck bzw. ein stumpfer Gegenstand.

### Zusammensetzung

Vinylsilikon, H-Silikon, Aerosil, Additive, Platin- Katalysator

### Gegenanzeigen

Bei Allergie gegen einen seiner Inhaltsstoffe ist von einer Anwendung von InstaGums® abzusehen.

### Technische Daten

Verarbeitungszeit (inkl. Mischen) 1:45 Minuten

Abbindezeit (inkl. Mischen) 15 Minuten

Zeitangaben bei Raumtemperatur (23 °C).

### Handelsform

InstaGums® – 1 Kartusche mit 50 ml Paste, 15 Mischkanülen, 15 Intraoralpist  
REF 222025

Ausschließlich zur Verwendung im Labor  
bestimmt. Nicht an Patienten anwenden.

Symbol	Used For	Symbol	Used For
	Chargennummer		Hersteller
	Symbol für "Rezeptpflichtig"		Achtung: Begleitdokumente zu Rate ziehen
	Symbol für "Europäische Konformität"		Bestellnummer

In Deutschland hergestellt für:

**Sterngold**  
Sterngold Dental, LLC  
23 Frank Mossberg Drive  
Attleboro, MA 02703  
+1.800.243.9942 / +1-508.226.5660



European Representative:  
indigodental GmbH  
Fahltskamp 5, 25421  
Pinneberg, Germany  
Ph: +49 (0) 4101 86 86 8-312  
Fax: +49 (0) 4101 86 86 70  
Email: european.rep@indigodental.com



Symbol	Used For	Symbol	Used For
	Autorisierte Vertretung in der Europäischen Union		Verwenden bis YYYY-MM-DD oder YYYY-MM