



Instructions for Use for Gingival Reproduction Material

ITALIANO

ISTRUZIONI D'USO

InstaGums®, materiale di tessuto molle ma assai resistente, può essere applicato direttamente dalla cartuccia a miscelazione automatica. I siliconi autopolimerizzabili rendono l'applicazione rapida e semplice, con una perdita minima di materiale.

Impiego

Zone di tessuto molle attorno agli ancoraggi o alle corone che simulano il contorno di tessuto naturale.

Procedimento

1. Preparazione dell'impronta

Se si intende usare InstaGums® con una corona capsula da impianto, bisogna fissare convenientemente all'impronta un analogo ad perno di trasferimento. Se si usa in un'impronta di ricezione rilevamento di corone, si deve montare e sigillare uno stampo nelle sulle corone. Se vi sono impronte di denti adiacenti, vanno isolate con una cera morbida adesiva. In questo modo si eviterà che InstaGums® si estenda nelle zone dell'impronta, e sarà più facile eseguire il ritaglio di rifinitura. Dato che è un materiale di silicone, InstaGums® può aderire leggermente ad alcuni materiali di polivinile o ad altri materiali da impronta di silicone. Un piccolo spruzzo di teflon/silicone secco o uno strato sottile di vaselina eviterà che aderisca. InstaGums® non aderisce alle impronte di polietere.

2. Applicazione di InstaGums®

Inserire la cartuccia nel dispensatore 1:1 abituale (per esempio, per materiali da impronta) e togliere il tappo di protezione della cartuccia. La prima volta che si usa una cartuccia bisogna verificare che il materiale fluisca da entrambi i tubi di uscita. Dopo aver fissato una cannula nuova, si può applicare direttamente InstaGums® agendo sul dosatore del dispensatore. Applicare InstaGums® nell'impronta, su tutta la zona del perno di trasferimento esposto o su tutto il bordo della corona. Stendere il materiale alcuni millimetri al disopra del lato dell'analogo o dello stampo. In questo modo potremo essere sicuri che la parte di tessuto avrà lo spessore sufficiente per rimanere fissata sul modello, anche quando si toglie il perno di trasferimento o la corona. Con InstaGums® si dovrebbe ottenere uno spessore di circa 4 - 5 mm in modo da poterlo rimuovere e sostituire senza che si rompa. Il tempo complessivo di applicazione (compresa la miscelazione) di InstaGums® è di 1:45 minuti. Attendere che il materiale si indurisca completamente. Il tempo complessivo di presa (compresa la miscelazione) è di 15 minuti. Lasciare la cannula legato alla cartuccia come un tappo, fino a che il materiale è usato di nuovo.

3. Ritaglio di rifinitura

Il materiale in eccesso va rimosso con uno scalpello. Ritagliare i lati mesiale e distale del materiale indurito in modo da far rimanere iche rimangono fianchi lati piatti più o meno verticali. Il gesso del modello combacerà con queste pareti verticali e servirà da guida per fissare InstaGums® sul modello, così l'estrazione e il reinserimento del materiale saranno più facili. Se un po' di materiale dovesse estendersi fino a un'impronta dentale adiacente, rimuoverlo.

4. Creazione dello stampo di gesso pietra

Versare il gesso pietra nell'impronta, nel modo abituale, e attendere che faccia presa. Togliere l'impronta. InstaGums® si può separare dal gesso pietra mediante semplice pressione delle dita o con uno strumento smussato, finché si vede la linea finale dell'impianto o il bordo della corona. Ricollocarlo con una semplice pressione delle dita o con l'aiuto di un strumento smussato.

Composizione

Vinilsilicone, silicone idrogenato, aerosil, additivi, catalizzatore al platino

Controindicazioni

Non usare InstaGums® in caso di allergia a uno dei componenti.

Specifiche tecniche

Tempo di applicazione (incl. miscelazione) 1:45 min

Tempo di presa (incl. miscelazione) 15 min

Tempi calcolati a temperatura ambiente (23 °C).

Confezione

InstaGums® - 1 cartuccia da 50 ml di pasta, 15 cannule per miscelazione, 15 cannule intraorali REF 222025

Solo per uso in laboratorio.

Non usare su pazienti.

Simbolo	Usato per	Simbolo	Usato per
	Simbolo per "Solo su prescrizione medica"		Attenzione, consultare la documentazione allegata
	Simbolo per "Conformità Europea"		Numero di catalogo

Prodotto in Germania per:

Sterngold Dental, LLC
23 Frank Mossberg Drive
Attleboro, MA 02703
+1.800.243.9942 / +1-508.226.5660



European Representative:

indigodental GmbH
Fahltskamp 5, 25421
Pinneberg, Germany
Ph: +49 (0) 4101 86 86 8-312
Fax: +49 (0) 4101 86 86 70
Email: european.rep@indigodental.com



Simbolo	Usato per	Simbolo	Usato per
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea		Utilizzare entro il YYYY-MM-DD o YYYY-MM
	Numero di lotto		Fabbricante